



Red Berry

Hina Darman Co.

Manufacturer of pharmaceutical products
and consumable medical devices

شرکت هینا درمان

تولید کننده ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی



شرکت هینا درمان

درباره ما:

شرکت هینا درمان در سال ۱۳۹۹، با هدف ساخت طیف گسترده ای از تجهیزات پزشکی مصرفی و ملزومات دارویی تاسیس شد و در سال ۱۴۰۱ اولین محصول ضدعفونی کننده خود را با نام تجاری Red Berry وارد بازار نمود. در سال ۱۴۰۱ همزمان با شروع طرح توسعه دوم شرکت، با معرفی دو محصول جدید در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی شامل ژل اولتراسوند گیاهی ردبری و ژل لیزر گیاهی تسکین دهنده ردبری، هینا درمان وارد حوزه جدیدی از تولیدات محصولات سلامت محور شد. با بهره گیری از استانداردهای شرایط خوب ساخت محصولات (GMP)، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO ۱۳۴۸۵ و استاندارد ملی ایران این شرکت در راستای تولید محصولات جدید و ابقای کیفیت آن قدم بر می دارد.

مأموریت ما

توسعه و ساخت ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی مصرفی ایمن و قابل اعتماد، هم راستا با تکنولوژی روز دنیا و تبدیل شدن به یکی از بازیگران پیشروی دارویی، از جمله فعالیت های ما در راستای کمک به صنعت بهداشت و درمان است. شرکت هینادرمان با دارا بودن تیم متخصص و متبحر خود در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) توانایی مشاوره علمی فنی ارائه فرمولاسیون و فروش دانش فنی تولید محصولات در زمینه های دارویی، تجهیزات پزشکی، ملزومات دارویی صنایع آرایشی بهداشتی، شوینده ها و انواع مختلف مواد ضدعفونی با بالاترین کارایی را در مقیاس صنعتی دارد.

چشم انداز ما

گسترش تولید و صادرات ملزومات دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی و فرمولاسیون تخصصی صنعتی، با همکاری تیمی از بانوان نخبه، با تکیه بر دانش متخصصین با تجربه و استفاده از تجهیزات با فن آوری بالا و علوم روز دنیا می باشد. به همچنین رویکرد آینده نگر ما، حمایت از ایده های نوین و سرمایه گذاری بر روی بهترین طرح ها و در نهایت ایجاد دانش فنی، تولید و تجاری سازی ایده های نوین است

ارزش های ما

یکی از پایه های اصلی رضایت مشتری کیفیت محصول است. در نتیجه بالاترین اولویت در این شرکت، حفظ و ارتقاء کیفیت است و این مهم نه تنها از طریق تجهیزات، فضای مدرن و استانداردهای برتر، بلکه از طریق به کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد که دانش و مهارت را با سالها تجربه کاری همراه کرده دنبال می شود. ما برای نیل به این هدف و در جهت رشد و ارتقاء کارکنان خویش برنامه های آموزشی و توسعه منابع انسانی را سر لوحه ای اهداف خود قرار داده ایم. هدف مشترک ما، ارائه راه حل های درمانی نوین و با کیفیت با هدف ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه می باشد. جهت تحقق این مأموریت علاقه مند به همکاری با تمامی ذینفعان هستیم.



Hina Darman Co.

About us:

was founded in 2020, with the aim of manufacturing different kinds of disposable accessory medical devices (AMD) and in 2022 officially commenced our activities by producing Red Berry disinfectant wipes. In 2022 by the addition of two new lines for the production of disposable medical equipment (RedBerry High-Quality Herbal Medical Ultrasound Gel & Red Berry Medical High-Quality Herbal Laser Soothing Gel) the company entered to the production of new field of products.

At the present time, this company, by manufacturing disinfectant wipes, Ultrasound & Laser gel supply more than 500 clinics in Iranian market.

Using the GMP production method and ISO13485 (2016) for Medical Quality Management System, Iran National Standards and the CE Certificate, Hina Darman Co. is endeavoring to maintain a satisfactory and an acceptable quality.

Our mission

In order to assist the healthcare industry, one of our activities is development and production of pharmaceutical supplies, safe and dependable consumable medical equipment in accordance with modern technology, and becoming one of the prominent pharmaceutical players.

With a team of experts in the field of research and development (R&D), the HINA DARMAN Company is able to provide scientific and technical advice, formulation, and sales of technical knowledge for the manufacturing of products in the fields of medical equipment, pharmaceutical supplies, cosmetics, detergents, and different types of high efficiency disinfectants. relevant parties.

Our vision

Our vision is to expand the production and export of accessory medical devices, medical consumables, and providing industrial formulations. Moreover, we aim to support new ideas, investing in the best designs, creating technical knowledge, and producing and commercializing new ideas through the collaboration of an elite team of experienced women on basis of the knowledge and the use of high-tech equipment and up to dated science.

Our values

Product quality is a significant factor in customer satisfaction. As a result, maintaining and improving quality is our company top priority. This important issue is pursued not only with equipment, modern environment and superior standards but also with specialized and dedicated human resources that combine years of work experience with knowledge and skills. We have placed training programs and human resource development at the top of our list of priorities in order to help our employees grow and improve.

 Head office: Unit4, 4st Floor, No. 111, Keshavarz Boulevard, Tehran, Iran.

 Tel: (+98-21) 22727887

 Fax: (+98-21) 22728774

 E-mail: hinadarmanco@gmail.com

 Website: www.Hinadarman.com



دستمال یکبار مصرف ضد عفونی کننده الکی ۷۰٪ (ایزوپروپیل) - ردبری



- ◀ ترکیبات : الکل ایزوپروپیل ۷۰٪ ، آب دیونیزه ، منسوج نپافته با گرید بهداشتی (پزشکی)
- ◀ ضد عفونی کننده سریع و موثر با تاثیر بر باکتری های گرم مثبت و منفی ، انواع ویروس ها ، قارچ ها و مخمرها (کاهش دهنده ۹۹/۹۹ % بار میکروبی)
- ◀ مناسب برای ضد عفونی: دست ، انواع اشیا و سطوح سخت (به جز پلکسی گلاس)
- ◀ فاقد مضرات اسپری الکی برای ریه و چشم
- ◀ مقرون به صرفه از نظر اقتصادی (ضد عفونی سطوح بیشتر به دلیل ابعاد بزرگ دستمالی)
- ◀ عاری از: مواد چرب، عطر و هرگونه مواد خطرناک
- ◀ روش مصرف: برای ضد عفونی کردن دست یا سطح مورد نظر را بطور کامل با دستمال الکی آغشته نموده و سپس اجازه دهید تا به آرامی خشک شود.

تاییدیه ها و استانداردها:

- ◀ بدون ایجاد حساسیت پوستی (دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع غذا و دارو)
- ◀ دارای کد IRC از اداره ملزومات دارویی ، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان ایران IRC : 5226455599-75663
- ◀ بهترین انتخاب برای استفاده در: داخل اتومبیل، هواپیما، قطار، وسایل نقلیه عمومی، بیمارستان ها کلینیک ها (ضد عفونی گوشی پزشکی، دماسنج، لارنگوسکوپ، افتالموسکوپ، بخش های اطفال مراقبت های ویژه نوزادان) ، آمبولانس، رستوران ها، مدارس، باشگاه های ورزشی، هتل ها اسباب بازی و لوازم شخصی کودکان، کیتینگ ها، مناطق آلوده و دور از آب، امداد رسانی سیل و زلزله تورهای زیارتی و سیاحتی، بانک ها، سرویس های بهداشتی عمومی، محل کار، ادارات، کارخانجات ایده آل برای صاحبان حیوانات خانگی
- ◀ قابل استفاده در محیط تولید و اتاق تمیز (Clean Room) که در آن ابزار و وسایل الکترونیکی تمیز می شوند.

محصول شرکت دارویی هینا درمان - ایران

- ◀ هر جعبه محتوی ۲۰ ساشه یکبار مصرف: ۶۵ × ۸۰ mm سبایز دستمال: ۱۸۰ × ۱۱۵ mm
- ◀ تعداد ۱۲۶ جعبه (۲۰ عددی) معادل ۲۵۲۰ ساشه یکبار مصرف در هر کارتن



منذیل مطهر کحولي بترکيز ۷۰ في المئة (ایزوپروپیل)



المكونات: ۷۰٪ كحول ایزوبروپیل - ماء منزوع الأيونات - قماش غير منسوج بدرجة صحية

- طريقة الاستخدام: لتعقيم. انقع اليد أو السطح المراد تعقيمه بالمنذیل الكحولي بالكامل ودعه يجف لوحده يقضي على البكتيريا المضرة والميكروبات بشكل فوري
- مناسب لتعقيم اليدين. جميع الأشياء، كافة أنواع السطوح الخشنة (عدا زجاج الاكريليك)
- يستخدم لمرة واحدة، سريع، يحتوي على كحول بتركيز ۷۰ في المئة (ایزوبروپیل) طبي مطابق للمواصفات القياسية
- تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران IRC : 5226455599-75663
- حاصل على موافقة من المخبر المرجعي لوزارة الصحة والعلاج الإيرانية بمطابقة المنتج للمعايير القياسية سهل ومريح للاستخدام لاجابة للمياه والصابون
- مناسب لتعقيم: الموبايل، التابلت، اللابتوب، الإلكترونيات
- توفيري، يمكن حمله بسهولة، يمكن الثقة بتأثيره الفعال
- يناسب:** السفر، الطائرات، القطارات، المستشفيات، العيادات الطبية، قسم الطوارئ، المطاعم، المدارس النوادي الرياضية، الفنادق، داخل السيارة، ألعاب الأطفال، مكان العمل، الاجتماعات، المهرجانات

- منتج جاهز للاستعمال - لا يحتاج إلى أي إضافات - خالي من الدهون والمواد الدسمة
- ليس عطري وبدون رائحة - خال من أي مواد خطرة
- تحذير هام - بسبب احتوائه على الكحول، يجب إبعاده عن النار والحرارة.
- في حال ملامسته للعين، قم بغسلها جيدا بالماء
- يحفظ بعيداً عن نور الشمس التحذيرات، للاستعمال الخارجي فقط
- الدرجة المثلى لحفظه بين ۲۵ - ۳۰ درجة مئوية
- تجنب ملامسته للعين والغشاء المخاطي والجروح المفتوحة
- يحفظ في مكان بارد وجاف الرجاء إبعاده عن متناول الأطفال
- تم اتباع ممارسات التصنيع الجيدة في إنتاجه

تاريخ الإنهاء ۲ سنوات من تاريخ الإنتاج منتج شركة هینا درمان / صنع في إيران
۱۲۶ صندوقاً (۲۰ قطعة)، ما مجموعه ۲۵۲۰ كيس يمكن التخلص منه في الكرتون

حجم منذیل: ۱۱۵*۱۸۰





Red Berry 70% Isopropyl Alcohol Disinfectant Wipe



- ▶ Ingredients: 70% Isopropyl alcohol, Deionized water, Hygienic grade non-woven fabric
- ▶ Effective against a wide range of microorganisms including gram negative & gram positive bacteria, fungi & viruses (Kills 99.99% of bioburden)
 - Hypoallergenic and non-irritating.
- ▶ Suitable for: Hand, All Items & hard surfaces (except Plexiglas)
- ▶ Without alcohol spray disadvantages for lungs and eyes
- ▶ Approved by the Iran Food & Drug Administration (IFDA)
- ▶ Economical (Disinfects more area)
- ▶ Free from oily substances, fragrance & hazardous substances
- ▶ No sticky residue
- ▶ How to use : To disinfect the hand or the desired surface, completely soak it with an alcohol wipe and then allow it to dry slowly.
- ▶ EXP: 2 Years after production
- ▶ Product of: HINA DARMAN Company ▶ MADE IN IRAN
- ▶ **Areas of application:** public transportation (airplane, trains, buses & etc.), hotels, medical settings & hospitals, ambulances, workplaces & offices, factories, police stations, fire stations, caterings, restaurants, schools, sports clubs, toys, Ideal for disinfecting pet accessories & ...
- ▶ Can be used in cleanrooms environment where tools and electronics are wiped clean.
- ▶ The number of sachets: 20 sachets in each box (sachets are not sold individually)
- ▶ Each primary box contains 126 of small packs containing 20 single use sachets
- ▶ Sachets size: 65×80 mm
- ▶ Each Isopropyl Alcohol Wipe size: 180×115 mm
- ▶ Total: 2520 single-use sachets per carton



Уборка микробы дезинфицирующие салфетки на 70 процентов спирте (изопропил)



Применение использование:

Эффективный уничтожитель (корона вирусов, ковид) и живых бактерий Убирает грязь и дезинфицирующее средство до 99 % процентов Состав дезинфицирующие салфетки:

70 процентов изопропиловый спирт, деионизированная вода, нетканый материал гигиенического класса Как использовать дезинфицирующие салфетки :

Для дезинфекции полностью смочите желаемую руку или поверхность спиртовой салфеткой а затем дайте ей медленно высохнуть Вредоносные бактерии и быстра убивают микробы

Очень подходит для дезинфекции:

Руки, всех предметов, всех твердых поверхностей (кроме оргстекла) нельзя использоваться пэзкси гелас

Можно использоваться одноразовый, быстродействующий, содержит 70 процентов спирта (изопропилового) стандартное лекарство

Этот продукт имеет одобрение референс лаборатории Министерства здравоохранения

Исламская Республика Ирана на стандартное качество продукта

Используется полезный и удобный:

Без добавки мыло и воды

Очень хорошо можно использоваться и подходит для дезинфекции:

Мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электроники

Этот продукт очень экономичный, легко переносимый, надежный с точки зрения эффективности

Этот продукт очень подходит для:

Путешествий, самолетов, поездов, больниц, клиник, чрезвычайных ситуаций,

ресторанов, школ, спортивных клубов, гостиниц, автомобилей, игрушек, рабочих мест, встреч, праздников,

Продукт готов к использованию - не нужно ничего добавлять в него

Этот продукт без каких либо микробов (с разрешения референс лаборатории Минздрава на микробиологические исследования).

Этот продукт без масла и жира Без парфюма и запаха Продукт без каких либо опасных веществ

Важное предупреждение на этот продукт:

Обязательно держите подальше от огня и тепла из за спирта Будьте осторожно, при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды Необходимо хранить в сухом месте при температуре от 25 до 30 градусов цельсия. Надо беречь от солнечного света по дальщеПредупреждения на этот продукт:

Для наружного применения Место для хранения этот продукта , идеальная температура хранения от 25 до 30 градусов

цельсия Будьте осторожно, избегайте контакта с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами

Этот продукт должен хранить в прохладном сухом месте

Будите осторожно, ожалуйста храните в недоступном для детей месте

Срок годности : 2 года с даты изготовления Продукт создано в компания Хина дарман

126 коробки (20 штук) * 2520 одноразовых пакетиков в коробке

Размер носового платка : 115 * 180 mm Сделано в Исламская республика Ирана



این محصول برای اقدامات پزشکی زیر بر اساس استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ و مجوز اداره تجهیزات پزشکی ایران IMED و با کد IRC در شرایط GMP توسط شرکت دارویی هینا درمان برای اولین بار در ایران با پایه گیاهی، با فرمولاسیون از کشور کانادا و مواد اولیه با کیفیت بالا در سطح استانداردهای بین المللی تولید و عرضه شده است.

ژل های اولتراسوند ردبری با کاربردی گسترده در بخش پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی در مقایسه با بهترین برندهای روز جهانی، قابلیت رقابت از نظر عملکرد، کیفیت و قیمت را دارا بوده و سهم بالایی از صادرات این شرکت را به خود اختصاص داده است.

کد IRC: ۵۳۲۳۹۸۵۸۱۹۷۷۵۵۱۴ / پروانه تولید: ۳۱۳۷۳۲۲۱

ویژگی های محصول:

- ◀ ویسکوزیته مناسب که راحتی استفاده را برای بیمار و اپراتور در طول درمان فراهم می کند.
- ◀ سبب فرسایش و آسیب دیدگی پروب نمی شود.
- ◀ انتقال دهنده مناسب صدا و در نهایت ایجاد تصویری با کیفیت برتر
- ◀ محلول در آب (پاک شوندگی آسان از روی پوست)
- ◀ مرطوب کنندگی عالی (به دلیل پایه گیاهی)
- ◀ دارای pH خنثی
- ◀ دارای مقاومت بالا در برابر خشک شدن
- ◀ بدون ایجاد حساسیت پوستی (دارای تاییدیه آزمایشگاه همکار غذا دارو برای حساسیت پوستی)
- ◀ عاری از هرگونه میکروارگانیزم (دارای تاییدیه آزمایشگاه همکار غذا و دارو برای تست های میکروبی)
- ◀ فاقد رنگ، الکل، عطر و بو، نمک، روغن و مواد چرب، فرمالدهید و هرگونه ماده مضر
- ◀ طراحی ارگونومی بسته بندی به منظور سهولت استفاده کاربر و خارج شدن آسان ژل از بطری

قابل استفاده در :

- ◀ سونوگرافی زنان و زایمان (USG 3D/4D)
- ◀ اورولوژی
- ◀ قلب و عروق (کاردیوتوکوگرافی (CTG))
- ◀ عمل جراحی
- ◀ اولتراسوند (سونوфорز)، الکتروپوراسیون (الکتروفورز)، یوتوفورز فرکانس رادیویی (RF)، کایتاسیون (لیپوساکشن اولتراسونیک)
- ◀ فیزیوتراپی
- ◀ اعمال زیبایی مزوتراپی بدون سرسوزن
- ◀ دامپزشکی
- تاریخ انقضا: سه سال پس از تاریخ تولید
- تولید مستقل / محصولی از شرکت هینا درمان
- ◀ بسته بندی ۳۳۰ml (۲۴ عدد در یک کارتن) / ۵۰۰ml (۲ عدد در یک کارتن)
- دارای لیبیل اصالت کالا از سامانه TTAC وزارت بهداشت



تم التوصل إلى تركبته في كندا

تم إنشاء هذا المنتج للإجراءات الطبية التالية:

أقسام المستشفى مع التشخيص بالموجات فوق الصوتية
أمراض النساء والتوليد (الموجات فوق الصوتية - USG 3D / 4D)
جراحة المسالك البولية
أمراض القلب (تخطيط القلب - CTG)
جراحة

الموجات فوق الصوتية (الرحلان الصوتي) التثقيب الكهربائي (الرحلان الكهربائي)
الرحلان الشاردي تردد الراديو (RF) التجويف (شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية)
يمكن استخدام هذا الجل الطبي في إجراءات التجميل التالية:
الميزوثيرابي الخالي من الإبر

مصنوع من الأعشاب (الصبار)

- تم اختباره من قبل متخصصي الجلدية - حاصل على موافقة من مختبرات وزارة الصحة
- ينقل الصوت والصورة بوضوح، دون إلحاق ضرر بالجهاز
- ذو لزوجة عالية
- نقل ممتاز للصوت وجودة صورة مذهلة
- نظيب ممتاز
- لون شفاف
- مضاد للحساسية، مثبت للبكتيريا
- مضاد للحساسية الجلدية (معتمد من المختبر المرجعي للطعام والدواء للحساسية الجلدية)





Red Berry High-Quality Herbal Medical Ultrasound Gel (Formulated by CANADA)



- ▶ Proper viscosity provides comfort of use for patient & operator during the treatment.
- ▶ High sound transmission and superior image quality.
- ▶ High resistance to drying, Ideal for long term applications.
- ▶ High sound transmission provides clear, accurate recording without electrical artifacts.
- ▶ Water Soluble
- ▶ Hypoallergenic (dermatologically tested)
- ▶ Microbiologically tested (certified by the approved laboratory of the Iran Food & Drug Administration).
- ▶ Free of fragrance, color, alcohol, salt, oil and fatty substances, formaldehyde and any hazardous substances.
- ▶ Excellent moisturizing (herbal based)
- ▶ Ergonomic packaging for operator ease of use
- ▶ Areas of application:
 - ▶ Obstetrics and gynecology (ultrasonography - USG 3D/4D)
 - ▶ Urology
 - ▶ Cardiology (Cardiotocography (CTG))
 - ▶ Surgery
 - ▶ Ultrasound (sonophoresis), electroporation & electrophoresis, Iontophoresis Radio -Frequency (RF), Cavitation (Ultrasonic Liposuction)
 - ▶ Physiotherapy Medications & Veterinary use
- Packaging:
 - 330 ml (24 pcs in a box)
 - 5000 ml (2 pcs in a box)
 - EXP: 3 years after the production
 - Manufactured by HINA DARMAN COMPANY



Red Berry Лечебный ультразвуковой гель на рамках травах на высококачественный лечебный



Сформулировано стран Канадой

Этот продукт был создан для следующих медицинских процедур:

- Отделения больницы с ультразвуковой диагностикой
- Акушерство и гинекология (УЗИ - УЗИ 3D/4D)
- Урология
- Кардиология (Кардиотокография - КТГ)
- Операция
- Ультразвук (Сонофорез) Электропорация
- (Электрофорез) Ионфорез Радиочастота (РЧ)
- Кавитация (Ультразвуковая липосакция)

Этот лечебный гель можно применять для
следующих косметических процедур:

Безинъекционная мезотерапия (База травяной) алоэ вера

- Этот продукт протестировано дерматологами одобрено лабораторией Минздрава
- Есть у него высокая передача и четкость звука и изображения без повреждения устройства
- Этот продукт имеет высокую вязкость
- Продукт подходит для длительного использования
- У этого продукта есть отличное увлажнение
- Антиаллергия и кожная аллергия (сертифицировано фуд референсе лаборатори медикэшен, Reference Laboratory Medication для кожных аллергий)





ژل لیزر گیاهی تسکین دهنده ردبری (با فرمولاسیون انحصاری کانادا)



این محصول بر اساس استاندارد ISO 13485 و مجوز اداره تجهیزات پزشکی ایران IMED و با کد IRC در شرایط GMP توسط شرکت دارویی هینا درمان برای اولین بار در ایران با پایه گیاهی، با فرمولاسیون از کشور کانادا و کیفیت بالای مواد اولیه در سطح استانداردهای بین المللی تولید و عرضه شده است.

ویژگی های محصول:

- ◀ مناسب برای انواع دستگاه های لیزر، زیبایی، RF و انواع مداخلات پزشکی زیبایی نیازمند ترکیبات روان کننده.
 - ◀ غنی شده با هیالورونیک اسید، انواع ویتامین ها و عصاره های گیاهی
 - ◀ استفاده از ژل لیزر ردبری در طول انجام مداخلات لیزر، سبب خنک شدن و مرطوب شدن پوست شده، از آسیب پوستی جلوگیری می کند و در نهایت موجب درمانی رضایت بخش برای بیمار می گردد.
 - ◀ افزایش دهنده متابولیسم سلولی و تولید کلاژن، ترمیم کننده پوست آسیب دیده، بازگرداننده ی الاستیسیته پوست و در نتیجه ارمغان آورنده ی پوستی روشن تر، نرم تر و آبرسانی شده.
 - ◀ دارای فرمولی غنی از ترکیبات نرم کننده که به خوبی به پوست نفوذ و عمیقاً آبرسانی کرده، سبب استحکام پوست شده و چین و چروک را کاهش می دهد.
 - ◀ قابلیت استفاده به عنوان محصول مرطوب کننده به صورت جداگانه
 - ◀ انتقال دهنده مناسب گرما و نور
 - ◀ بدون ایجاد حساسیت پوستی و مناسب برای انواع پوست (معمولی، چرب، خشک و مختلط) و نواحی مختلف بدن
 - ◀ دارای قوام عالی، فاقد چربی و با قابلیت پاک شدن آسان
 - ◀ تست شده از نظر میکروبی (عاری از هرگونه میکروارگانیسم)
 - ◀ فاقد رنگ، الکل، عطر و بو، نمک، روغن و مواد چرب، فرمالدهید و هرگونه ماده مضر
 - ◀ دارای مقاومت بالا در برابر خشک شدن
 - ◀ ویسکوزیته مناسب که راحتی استفاده را برای بیمار و اپراتور در طول درمان فراهم می کند.
 - ◀ سبب فرسایش و آسیب دیدگی پروب نمی شود.
 - ◀ طراحی ارگونومی بسته بندی به منظور سهولت استفاده کاربرو خارج شدن آسان ژل از بطری
 - ◀ تاریخ انقضا: سه سال پس از تاریخ تولید
 - ◀ دارای لیبل اصالت کالا از سامانه وزارت بهداشت TTAC تولید مستقل
 - ◀ محصولی از شرکت هینا درمان بسته بندی
- ۱۳۳۰ml (۲۴ عدد در یک کارتن) ۵۰۰۰ml (۲ عدد در یک کارتن)



جل مهدی بالیزر أعشاب طيبة عالية الجودة (ردبری)



تم التوصل إلى تركبته في كندا

- مناسب لجميع أنواع أجهزة إزالة الشعر بالليزر ، ذلك الوجه ، أجهزة التجميل ، أجهزة الترددات اللاسلكية وأجهزة إدخال المغذيات
- يعزز عملية التمثيل الغذائي للخلايا وإنتاج الكولاجين ، ويصلح الجلد التالف ، ويعيد مرونة الجلد ، ويجعل البشرة أكثر إشراقاً ونعومة ورطوبة
- يحتوي على تركيبة غنية بالمركبات المطرية التي تخترق الجلد جيداً وترطبها بعمق ، مما يجعل الجلد أقوى ويقلل من التجاعيد.
- يمكن استخدامه كمنتج مرطب بشكل منفصل
- تم اختياره من قبل متخصصي الجلدية - حاصل على موافقة من مختبرات وزارة الصحة
- استخدام جل الليزر Redberry دائماً إجراءات الليزر يبرد البشرة ويرطبها ، ويمنع ويمنع تلف الجلد ويؤدي في النهاية إلى علاج مرض للمريض
- يزيد من التمثيل الغذائي للخلايا وإنتاج الكولاجين ، ويعيد الجلد التالف ، ويعيد مرونة الجلد وبالتالي يجعل بشرة أكثر إشراقاً ونعومة وترطيباً.
- ينقل الصوت والصورة بوضوح ، دون إلحاق ضرر بالجهاز
- ذو لزوجة عالية
- نقل ممتاز للصوت وجودة صورة مذهلة
- ترطيب ممتاز
- محلول مائي
- مضاد للحساسية، مثبط للبكتيريا
- لون شفاف
- مضاد للحساسية الجلدية (معتمد من المختبر المرجعي للطعام والدواء للحساسية الجلدية)





- ▶ Suitable for all kinds of laser hair removal devices, facial massager, beauty devices, RF devices and nutrient introduction devices.
- ▶ Enriched by hyaluronic acid, vitamin complex and herbal extracts.
- ▶ When using the Red Berry laser soothing gel, it cools and moisturizes the skin (preventing skin damage) leaving the skin in a comfortable state and with good treatment results.
- ▶ Promotes cell metabolism and collagen production, repairs damaged skin, restores skin elasticity, and makes skin brighter, smoother and more hydrated.
- ▶ Containing moisture-rich formula that efficiently penetrates the nutrients into the skin. Deeply hydrates firms and reduces wrinkles, and can be used alone as a moisturizing treatment.
- ▶ Heat dissipating with great consistency and high light transmission.
- ▶ Hypoallergenic and non-irritating suitable for all skin types and any part of the skin.
- ▶ Microbiologically tested
- ▶ Great viscosity, non-greasy and easy to cleanse.
- ▶ Free of fragrance, color, alcohol, salt, oil and fatty substances, formaldehyde and any hazardous substances
- ▶ Ergonomic packaging for operator ease of use
- ▶ GMP Quality

Packaging:

- 330 ml (24 pcs in a box)
- 5000 ml (2 pcs in a box)
- EXP: 3 years after the production
- ▶ Manufactured by HINA DARMAN COMPANY



Сформулировано стран Канадой

- Подходит для всех видов устройств для лазерной эпиляции, массажеров для лица, косметических устройств, радиочастотных устройств и устройств для введения питательных веществ
- Обогащен гиалуроновой кислотой, витаминным комплексом и экстрактами трав
- При использовании лазерного успокаивающего геля Красная ягода охлаждает и увлажняет кожу (предотвращая повреждение кожи), оставляя кожу в комфортном состоянии и с хорошими результатами лечения
- Содержит богатую влагой
- Содержит богатую влагой формулу, которая эффективно проникает в кожу. Глубоко увлажняет, укрепляет и уменьшает морщины, может использоваться отдельно в качестве увлажняющей обработки.
- Рассеивание тепла с высокой консистенцией и высокой светопрозрачностью
- Этот продукт протестировано дерматологами одобрено лабораторией Минздрава
- Есть у него высокая передача и четкость звука и изображения без повреждения устройства
- Этот продукт имеет высокую вязкость
- Внимание, высокая передача звука и превосходное качество изображения
- Продукт подходит для длительного использования
- У этого продукта есть отличное увлажнение
- Антиаллергия и кожная аллергия (сертифицировано фуд референс лаборатори медишшен, Reference Laboratory Medication для кожных аллергий)



Coming Soon...

محصولاتی که به زودی توسط این شرکت عرضه خواهد شد.

ژل پس از لیزر تسکین دهنده و خنک کننده ردبری

ژل ضد التهابی مرطوب کننده، تسکین دهنده و خنک کننده پس از لیزر ردبری برای جلوگیری از سوختگی پوست و تسکین دادن نواحی ملتهب استفاده می شود. همچنین برای بعد از سولاریوم و اصلاح موهای زاید (shaving) بسیار ایده آل و مناسب است و از فرمزی، خارش و آسیب پوست با توجه به فرمولاسیون برتر گیاهی خود جلوگیری می کند.



Post - Laser Ultra soothing cooling Gel

Moisturizing, soothing, cooling anti-inflammatory gel used after laser procedures to prevent skin burns & inflammation and calm them down.

ژل شستشوی بهداشتی آقایان - بر پایه گیاهی

ژل بهداشتی آقایان ردبری جهت شستشوی بهداشتی روزانه ناحیه تناسلی آقایان فرموله شده است. فاقد الکل و متناسب با pH طبیعی پوست می باشد. این محصول فاقد ترکیبات زیان آور و تحریک کننده بوده و دارای عصاره های گیاهی موثری چون آلوورا و عصاره برگ چای برای از بین بردن سوزش و التهاب دستگاه تناسلی است.



Intimate Genital Cleansing Gel For Men (Herbal) Daily Hygiene Wash

for Male Genital Area Care, pH Balanced for Sensitive Skin with Vitamin E & Aloe vera 3.38 FL Oz 100ML

ویژگی های محصول

- بهبود بهداشت و نظافت روزانه با بهره وری از پاک کننده های غیر صابونی ملایم
- حفظ pH طبیعی پوست
- ضد عفونی کننده و مناسب جهت استفاده قبل از زناشویی (پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی از جمله سفلیس و سوزاک)
- آرام بخش، خنک کننده، ضد التهاب و سوزش
- فاقد الکل
- قابل استفاده به صورت روزانه برای تمام سنین
- قابل استفاده برای قبل و بعد از شنا یا ورزش هایی با تحرک و تعرق بالا

Coming Soon...

محصولاتی که به زودی توسط این شرکت عرضه خواهد شد.

پودر پاک کننده و ضد عفونی کننده دندان مصنوعی

– پودر جوشان پاک کننده و ضد عفونی کننده حرفه ای دندان مصنوعی RED BERRY، ساده، کارآمد، آسان محمولی کاربردی و ضروری برای سالمندان

– ترکیب مواد فعال آن پلاک، ناخالصی ها، باقیمانده مواد غذایی، نیکوتین، چای، قهوه و سایر لکه ها را از بین می برد.

– فرمول آنتی باکتریال RED BERRY (منحصر به فرد) دندان های مصنوعی را به طور کامل ضد عفونی می کند از (بین برنده ۹۹.۹۹ درصد باکتری ها)

– پودر تمیز کننده RED BERRY به طور ویژه برای از بین بردن باقی مانده های نامحلول در آب بر روی دندان مصنوعی فرموله شده است که سایر پاک کننده ها ممکن است قادر به زدودن آن ها نباشند.

– فرمول قوی ضد باکتری RED BERRY میکروب هایی که باعث ایجاد بو و پلاک می شوند را از بین می برد.

– تمیز کننده دندان مصنوعی در ۳ دقیقه با تاثیر فوق العاده بر منافذ سطح دندان

– ضد عفونی کننده دندان مصنوعی در ۱۵ دقیقه

– عدم ایجاد خراش و ساییدگی در سطح دندان

– عدم تغییر رنگ دندان مصنوعی

– عدم به جا گذاشتن رسوب بر سطح دندان

– فاقد فسفات

Professional Denture Cleaning powder

Our professional effervescent denture cleanser powder is simple, efficient and easy to use. The combination of the active ingredients removes plaque, impurities, food remains, nicotine, tea, coffee and other stains.

Anti-Bacterial Formula Cleans and refreshes dentures.

Kills germs that cause odor and plaque.

Removes stains. RED BERRY super cleaning powder is specially formulated to clean all water insoluble residues from dentures that other cleansers may not remove.

RED BERRY powerful anti-bacterial formula (kills 99.99% of germs)





Red Berry

We are committed to improving quality of life



SCAN ME

- ▶ Tel : (+98-21) 22727887
- ▶ Fax: (+98-21) 22728774
- ▶ Whats App:(+98) 904 434 2475
- ▶ WWW.Hinadarman.com
- ▶ hinadarmanco@gmail.com
- ▶ Tehran, 1418765634, Iran

